


# Guía para el Seguimiento de Pacientes con Proteínas Monoclonales

Se recomienda realizar análisis de seguimiento si se ha detectado proteína monoclonal en suero / orina.



→ Tests complementarios  
→ Por lo menos un resultado anormal  
→ Sin anomalías

\* PBJ = Proteína de Bence Jones, es una proteína monoclonal del mieloma presente en la orina. La cantidad de PBJ se expresa en gramos por 24 horas.

<sup>1</sup> La electroforesis es el indicador más fiable de la evolución del pico monoclonal  
<sup>2</sup> Extracto de las Guías del IMWG de 2009 sobre los resultados de las cadenas ligeras libres en suero:  
 "Aunque las sFLC tienen valor en los pacientes con enfermedades de las células plasmáticas, existen limitaciones técnicas para el test, que implican que su uso como medida serial sea potencialmente problemático, incluyendo las variaciones entre lotes, la falta de precisión del test, y los casos en las que las muestras no se diluyen de forma lineal."

\*\*CRAB: Calcium, Renal insufficiency, Anemia, Bone

